

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD

INTERNATIONAL	15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013 PO Box 14 346, Parnamiri, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fpkcare.com Website: www.fpkcare.com
AUSTRALIA	Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232
AUSTRIA	Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22
BENELUX	Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554
CHINA	Tel: +86 (20) 3205 3486 Fax: +86 (20) 3205 2132
FRANCE	Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221
GERMANY	Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99
INDIA	Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044
IRISH REPUBLIC	Tel: 1800 409 011
ITALY	Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709
JAPAN	Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206
MIDDLE EAST	Tel: +9 71 4 360 0849 Fax: +9 71 4 368 8110
SPAIN	Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379
SWEDEN	Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10
SWITZERLAND	Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54
UK	(EU Authorised Representative) Fisher & Paykel Healthcare Ltd Unit 16, Cordwallie Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, United Kingdom Tel: +44 1628 626 135 Fax: +44 1628 626 146
Northern Ireland	Tel: +0800 132 189
USA	Tel: +1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

CE 0123

© Fisher & Paykel Healthcare Limited

FLEXIFIT™ 406 NASAL MASK PATIENT INSTRUCTIONS FOR USE

The FlexiFit™ 406 Nasal Mask is intended for multiple patient or single patient adult use by individuals who have been diagnosed by a physician as requiring CPAP or Bi-Level ventilator treatment.

FITTING YOUR MASK

- Remove plastic cover from Silicone Seal.
 - Hold your mask in one hand, spread the Stretchgear™ Headgear (H) with your free hand just enough to fit comfortably over your head.
 - Lightly hold the mask against your face, covering the nose, then slowly pull the Headgear over your head.
 - Attach the Headgear to the Glider™ Strap (E).
 - Pull the lower straps as low as possible down back of neck. Gently tighten straps to remove slack. Connect to CPAP/Bi-Level machine set at prescribed pressure.
- If necessary, tighten the lower straps to eliminate any leaks (avoid over-tightening the straps).
 - When you need to remove your mask, unhook the Stretchgear™ Headgear from the Glider™ Strap.

FITTING TIPS

- Forehead pads should rest gently on the forehead without top straps being pulled too tight.
- If there are any leaks after gently tightening the top and lower straps, pull the mask slightly out from the face while straps are still attached. This will allow the Silicone Seal to inflate with air. Put the mask back onto the face.

CLEANING YOUR MASK

To ensure continuing safety and comfort for your FlexiFit™ 406 Nasal Mask:

- BEFORE FIRST USE:**
 - Hand-wash the Stretchgear™ Headgear (H) in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.
- BEFORE EACH USE:**
 - Inspect the mask for deterioration. Do not use if damaged.
- AFTER EACH USE:**
 - Disassemble the Silicone Seal (C), Foam Cushion (D) and the Headgear (H) from the Mask Base (A).
 - Wash the Silicone Seal and Mask Base in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water.
 - Wipe the Foam Cushion with a damp cloth. (Do not immerse the Foam Cushion in water.)
 - Leave all parts to dry out of direct sunlight before reassembling.
- EVERY 7 DAYS:**
 - Hand-wash the Stretchgear™ Headgear (H) in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.

CAUTION

- Do not soak the mask for longer than 10 minutes.
- Do not wash the mask in the dishwasher.
- Do not clean the mask with products containing alcohol, anti-bacterial agents, antiseptic, bleach, chlorine or moisturizer.
- Do not store the mask in direct sunlight.

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life. If your FlexiFit™ 406 Nasal Mask weakens or cracks, discontinue use and seek replacement immediately.

ASSEMBLING YOUR MASK

Your FlexiFit™ 406 Nasal Mask is fully assembled and ready to use. However, when you need to clean your mask follow these instructions for reassembly.

- Place Silicone Seal (C) face down onto flat surface. With thick side of Foam Cushion (D) facing down, place into Silicone Seal.
- Starting with the slot at the apex of the Silicone Seal, assemble onto Mask Base (A). Push firmly together.
- Lay the Stretchgear™ Headgear (H) flat, with the loop side down. Position the assembled mask over the Headgear and attach the four straps into the corresponding slots in the forehead rest (F) and the Glider™ Strap (E). This can be done without undoing the Velcro™ tabs, by sliding the Headgear into the slots.

OXYGEN/PRESSURE PORT CONNECTOR

If pressure readings and/or additional oxygen are required, an Oxygen/Pressure Port Connector is available (Code 900HC452).

- Connect the large end of the Connector (T) to the Swivel (G) on the mask and the small end of the Connector to the main breathing tube (R).
- Open the Port Cap(s) (P) and place the Pressure and/or Oxygen Tube (S) firmly over the Port(s) (Q).

(The two ports are identical, either port may be used for oxygen or pressure measurement. Only remove the Port Cap from ports that are being used.)

- Note:** At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary, depending on the pressure settings, patient's breathing pattern, mask selection, and the leak rate.
- Warning:** If oxygen is used with CPAP/Bi-Level machine, the oxygen flow must be turned off when the CPAP/Bi-Level machine is not operating.

Explanation of Warning: When the CPAP/Bi-Level device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered into the ventilator tubing may accumulate within the CPAP/Bi-Level machine enclosure. Oxygen accumulated in the CPAP/Bi-Level machine enclosure will create a risk of fire.

- Warning:** Do not smoke while using or in the vicinity of someone using oxygen with this mask.
- Warning:** Do not use Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure and/or Oxygen tubing. Use silicone tubing instead.

Explanation of Warning: Contact with PVC can cause premature cracking of ports.

WARNINGS

- This mask should be used only with CPAP or Bi-Level equipment recommended by your physician or respiratory therapist. A mask should not be used unless the CPAP or Bi-Level machine is turned on and operating properly.

Explanation of Warning: CPAP and Bi-Level machines are intended to be used with special masks which have exhaust flow holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP/Bi-Level machine is turned on and functioning properly, new air from the CPAP/Bi-Level machine flushes the exhaled air out through the mask exhaust flow holes. However, when the CPAP/Bi-Level machine is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air may be re-breathed. Re-breathing of exhaled air for longer than several minutes can in some circumstances lead to suffocation.

- At low CPAP pressures the flow through the exhaust flow holes may be inadequate to clear all exhaled gas from the tubing. Some re-breathing may occur.
- Do not block the gas exhaust ports. Before use, always ensure that gas is flowing out the exhaust ports.
- Do not use the mask if vomiting or feeling nauseous.
- Discontinue using the mask if there is an allergic reaction to any part of the mask. Consult your physician if this occurs.
- If reusing the FlexiFit™ 406 Nasal Mask between different patients, refer to the Multi-Patient Cleaning Instructions for the FlexiFit™ 406 Nasal Mask.

CAUTION

- Use the mask for its intended use only as directed in this booklet.
- US Federal Law restricts this device to sale by, or on order of, a physician.

The FlexiFit™ 406 Nasal Mask and accessories are Latex free. Many people find CPAP therapy causes dryness of the nose and throat. Heated humidification can substantially reduce these symptoms.

US PATENT NUMBER 6 615 834
Other Patents Pending

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT YOUR LOCAL HOMECARE PROVIDER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EXHAUST FLOW												
Nasal masks for CPAP and Bi-Level have exhaust flow holes to expel the air that you exhale from the mask.												
PRESSURE (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
FLOW (L/MIN)	18	24	28	32	36	39	42	45	48	50	53	55
RESISTANCE TO FLOW												
Pressure drop through mask @ 50 l/min 0.1 cmH ₂ O												
Pressure drop through mask @ 100 l/min 0.4 cmH ₂ O												
MASK DEAD SPACE												
44cc												
OPERATING CONDITIONS												
Operating pressure range is 3-25 cm H ₂ O												
Operating temperature range is 40-120°F (5-50°C)												

MULTI-PATIENT CLEANING INSTRUCTIONS

Your FlexiFit™ 406 Nasal Mask is provided patient-ready. To reuse between patients please follow the guidelines below.

CLEANING/DESOLING

- Before cleaning, remove visible soil by disassembling and thoroughly cleaning the mask with a small brush under running potable tap water.

FAILURE TO PROPERLY CLEAN THIS DEVICE MAY RESULT IN INADEQUATE DISINFECTION.

HIGH-LEVEL DISINFECTION PARAMETERS

- NB: For autoclave cycles, components should be enclosed in a sterilization peel pouch.

MASK FRAME	AUTOCLAVING
	Autoclave, 15 minutes' exposure at 121°C (250°F).
	OR
	THERMAL DISINFECTION
	Soak parts in hot water bath for 30 minutes at 70°C (158°F).
	OR
SILICONE SEAL	STERRAD® 100S
	Follow manufacturer's instructions for Sterrad® 100S Sterilization system.
	OR
	CIDEX® OPA
	Follow manufacturer's instructions for high-level disinfection. Immerse for 12 minutes at 20°C (68°F). Rinse thoroughly in potable water.
	OR
	SPOROX II®
	Follow manufacturer's instructions for high-level disinfection. Immerse for 6 hours at 20°C (68°F). Rinse thoroughly in potable water.
ELBOW	
SWIVEL	
HEADGEAR	Hand-wash the Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Air-dry out of direct sunlight.
FOAM CUSHION	Replace with new part.

THE FLEXIFIT™ 406 NASAL MASK HAS BEEN VALIDATED TO WITHSTAND 20 CYCLES OF THE ABOVE PARAMETERS. DO NOT USE IF BADLY DAMAGED.

Disclaimer: It is the user's responsibility to qualify any deviations from the recommended methods of reprocessing.

CONTACT YOUR LOCAL HOMECARE DEALER PROVIDER FOR ADDITIONAL INFORMATION.

MASQUE NASAL FLEXIFIT™ 406 MODE D'EMPLOI POUR LE PATIENT

Le MASQUE NASAL FLEXIFIT™ 406 EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION À PATIENTS ADULTES UNIQUE OU MULTIPLE, À QUI A ÉTÉ PRÉSCRIT UN TRAITEMENT DE PPC OU DE VENTILATION À DEUX NIVEAUX DE PRESSION.

MISE EN PLACE DE VOTRE MASQUE

- Enlever la protection plastique de la jupe en silicone.
 - Tenez le masque d'une main, et de l'autre tirez suffisamment sur le harnais Stretchgear™ (H) pour pouvoir le mettre sur la tête sans difficulté.
 - Maintenez le masque légèrement contre votre visage, en couvrant le nez, puis ramenez doucement le harnais sur votre tête.
 - Fixez le harnais à la glissière (E).
 - Tirez sur les sangles inférieures pour les amener aussi bas que possible dans votre nuque. Serrez les sangles sans forcer pour éliminer le jeu. Raccordez à l'appareil de PPC, réglé sur la pression prescrite.
- Si nécessaire, serrez les sangles inférieures pour éliminer toute fuite éventuelle (éviter de serrer les sangles excessivement).
 - Lorsque vous devez retirer le masque, il vous suffit de détacher le harnais Stretchgear™ de la glissière.

ASTUCES DE MISE EN PLACE

- Les appuis frontaux doivent se positionner correctement sans serrage excessif des fixations supérieures du harnais.
- S'il reste des fuites après réglages des fixations du harnais, tier légèrement sur le masque pour que la jupe en silicone se gonfle d'air, puis relâcher le masque sur le visage.

NETTOYAGE DE VOTRE MASQUE

Pour garantir la sécurité et le confort de votre masque nasal FlexiFit™ 406 :

- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :**
 - Lavez à la main le harnais Stretchgear™ (H) avec de l'eau tiède savonneuse. Ne pas immerger plus de 10 minutes, puis rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'abri des rayons du soleil.
- AVANT CHAQUE UTILISATION :**
 - Vérifiez que le masque n'est pas détérioré. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- APRÈS CHAQUE UTILISATION :**
 - Détachez la jupe (C), la mousse (D), et le harnais (H) de la base du masque (A).
 - Nettoyez la jupe en silicone et la coque du masque dans de l'eau tiède savonneuse, puis rincez à l'eau claire.
 - Essuyez la mousse à l'aide d'un chiffon humide. (Ne plongez pas la mousse dans l'eau.)
 - Laissez tous les composants sécher à l'abri de la lumière directe du soleil avant le remontage.
- UNE FOIS PAR SEMAINE :**
 - Lavez le harnais Stretchgear™ (H) à la main à l'eau tiède savonneuse. Ne pas immerger plus de 10 minutes. Laissez sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil.

ATTENTION

- Ne pas immerger le masque plus de 10 minutes.
- Ne pas nettoyer le masque au lave-vaisselle.
- Ne pas nettoyer le masque avec de l'alcool, du chlore ou de la javel.
- Stocker le masque à l'abri de la lumière.

Toutes les actions mentionnées précédemment peuvent endommager ou détériorer votre masque et réduire sa durée de vie. Si votre masque FlexiFit™ 406 se fragilise et se craquelle, le remplacer immédiatement.

MONTAGE DE VOTRE MASQUE

Votre masque nasal FlexiFit™ 406 est entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Néanmoins, lorsque vous devez le nettoyer, suivez les instructions suivantes pour le remonter.

- Placer la jupe en silicone (C) sur une surface plane. Placer la mousse (D) à l'intérieur de la jupe.
- Assembler fermement la jupe contenant la mousse sur la coque du masque en commençant par la base de celle-ci.
- Mettez le harnais Stretchgear™ (H) à plat avec la boucle vers le bas. Placez le masque assemblé sur le harnais et fixez les quatre sangles aux fentes correspondantes du support front (F) et de la glissière (E). Cette opération peut être effectuée sans détacher les bandes Velcro™, en faisant glisser le harnais dans les fentes.

RACCORD DE PRESSION/OXYGÈNE

Un raccord de pression/oxygène est disponible (référence 900HC452) pour l'appareil d'oxygène additionnel (le cas échéant) et/ou la mesure de pression.

- Raccordez l'extrémité de grand diamètre du raccord (T) à la rotule (G) du masque et l'extrémité de petit diamètre au circuit respiratoire (R).
- Retirez le(s) bouchon(s) (P) du/des raccord(s) et connectez le tuyau de pression et/ou le tuyau d'oxygène (S) fermement sur le(s) raccord(s) (Q).

(Les deux raccords sont identiques et interchangeables. Retirez uniquement les bouchons des raccords que vous souhaitez utiliser.)

- Note :** Pour un débit d'oxygène donné fixe, la concentration d'oxygène inhalée peut varier selon la pression réglée, les caractéristiques respiratoires du masque et les fuites.
- Avertissement :** Lors de l'utilisation d'oxygène sous PPC, le débit d'oxygène doit être coupé quand la machine est arrêtée.

Explication de l'avertissement : Lorsque le ventilateur est éteint et que le débit d'oxygène est ouvert, l'oxygène peut s'accumuler dans le circuit du ventilateur lui-même. Cela entraîne un risque d'incendie.

- Avertissement :** Ne pas fumer près d'une personne utilisant de l'oxygène avec ce masque.
- Avertissement :** Ne pas utiliser de tubulure de pression ou d'oxygène en PVC. Utiliser des tubulures en silicone uniquement.

Explication de l'avertissement : Le contact avec le PVC peut provoquer la casse prématurée des connecteurs.

AVERTISSEMENTS

- Ce masque ne doit utilisé qu'avec un appareil de PPC ou de ventilation à 2 niveaux de pression prescrit par votre médecin. Le masque ne doit pas être utilisé si l'appareil est arrêté ou s'il ne fonctionne pas normalement.

Explication de l'avertissement : Les appareils de PPC ou de ventilation à 2 niveaux de pression sont conçus pour être utilisés avec des masques pourvus d'orifices de fuite, pour permettre une évacuation continue de l'air en dehors du masque. Lorsque l'appareil fonctionne correctement, l'air frais qu'il délivre provoque l'évacuation de l'air expiré par les orifices de fuite. Si l'appareil ne fonctionne pas, l'air frais sera insuffisant dans le masque, et l'air expiré pourra être ré-inhalé. Au bout de quelques minutes, la ré-inhalation de l'air expiré peut dans certains cas provoquer une suffocation.

- A des faibles niveaux de pression de PPC, le débit d'échappement à travers les orifices de fuite pourra être insuffisant pour l'évacuation de l'air expiré. Cela peut provoquer de la ré-inhalation.
- Ne pas bloquer les orifices de fuite. Avant utilisation, vérifiez que de l'air s'échappe bien à travers les orifices de fuite.
- Ne pas utiliser le masque en cas de vomissement ou de nausée.
- Cesser d'utiliser le masque en cas de réaction allergique à l'un de ses composants. Dans ce cas, consulter votre médecin.
- Pour utiliser le masque nasal FlexiFit™ 406 sur plusieurs patients, se référer aux instructions de nettoyage adéquates.

ATTENTION

- Utilisez le masque uniquement pour l'usage pour lequel il est prévu, comme spécifié dans cette brochure.
- La loi fédérale américaine impose la vente ou la prescription de ce dispositif par un médecin.

Le masque nasal FlexiFit™ 406 et ses accessoires sont sans latex. La PPC provoque une sécheresse du nez et de la gorge. L'humidification chauffée réduit ces symptômes.

BREVET US N° 6 615 834
Autres brevets en cours

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE SOINS À DOMICILE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE DÉBIT DE FUITE EXPIRATOIRE												
Les masques nasaux utilisés avec les appareils de PPC ou à deux niveaux de pression sont munis d'orifices de fuite expiratoire servant à l'expulsion hors du masque de l'air que vous expirez.												
PRESSIION (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
DÉBIT (L/MIN)	18	24	28	32	36	39	42	45	48	50	53	55
RÉSISTANCE AU DÉBIT												
Baisse de la pression via le masque à 50 l/min 0.1 cmH ₂ O												
Baisse de la pression via le masque à 100 l/min 0.4 cmH ₂ O												
ESPACE MORT DU MASQUE												
44 cm ³												
CONDITIONS D'UTILISATION												
Plage de pression : 3 à 25 cm H ₂ O												
Plage de température : 40 à 120°F (5 à 50°C)												

INSTRUCTION DE NETTOYAGE MULTI-PATIENT

Votre masque nasal FlexiFit™ 406 est fourni entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Pour l'utiliser sur plusieurs patients, veuillez suivre les instructions suivantes.

NETTOYAGE / LAVAGE

- Avant le nettoyage, démontez le masque et nettoyez-le soigneusement sous un robinet distribuant de l'eau potable à l'aide d'une petite brosse afin d'éliminer toute trace de saleté.

LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE PEUT ENTRAÎNER UN RÉSULTAT INAPPROPRIÉ.

INSTRUCTIONS DE DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

- NB : Pour l'autoclavage, les pièces doivent être placées dans des sacs de stérilisation.

COQUE DU MASQUE	AUTOCLAVE
	Autoclave, 15 minutes à 121°C (250°F).
	OU
	NETTOYAGE À CHAUD
	Plonger toutes les parties du masque dans de l'eau chaude à 70°C (158°F) pendant 30 minutes.
	OU
JUPE EN SILICONE	STERRAD® 100S
	Suivre les instructions du fabricant du système Sterrad® 100S.
	OU
	CIDEX® OPA
	Suivre les recommandations du fabricant pour la désinfection. Immerger 12 minutes à 20°C (68°F). Rincer abondamment à l'eau potable.
	OU
	SPOROX II®
	Suivre les recommandations du fabricant pour la désinfection de haut niveau. Immerger 6 heures à 20°C (68°F). Rincer abondamment à l'eau potable.
COUDE	
ROTULE	
HARNAIS	Lavez à l'eau tiède savonneuse et laissez sécher à l'abri des rayons du soleil.
MOUSSE	Remplacer par une nouvelle pièce.

LE MASQUE NASAL FLEXIFIT™ 406 PEUT RÉSIÉTER À 20 CYCLES DE NETTOYAGE DANS LES CONDITIONS DÉCRITES CI-DESSUS. NE L'UTILISEZ PAS S'IL EST SÈVÈREMENT ENDOMMAGÉ.

Clause de responsabilité : il incombe à l'utilisateur d'assurer l'adéquation de toute autre méthode de nettoyage. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur d'équipement de soins à domicile.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE SOINS À DOMICILE.

MÁSCARA NASAL FLEXIFIT™ 406 INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN PARA EL PACIENTE

LA MÁSCARA NASAL FLEXIFIT™ 406 EST DISEÑADA PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS, UN SOLO USO O MÚLTIPLES PACIENTES, QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO Y QUE NECESITAN TRATAMIENTO CON CPAP O VENTILADOR BI-LEVEL.

ADAPTACIÓN DE LA MASCARILLA

- Quitar la cubierta de plástico de la Vaina de Silicona.
 - Sosteniendo la mascarilla en una mano, extienda el arnés Stretchgear™ (H) con la otra lo suficiente para que pase cómodamente sobre su cabeza.
 - Sostenga la mascarilla ligeramente contra la cara, de forma que cubra la nariz; luego estire despacio el arnés para ponerlo sobre la cabeza.
 - Fije el arnés a la correa del pasador Glider™ (E).
 - Tire de las correas inferiores bajándolas lo más que pueda sobre la nuca. Ajuste suavemente las correas sin tensarlas demasiado. Conecte la mascarilla a una máquina CPAP puesta a la presión indicada.
- Si fuera necesario, ajuste las correas inferiores para eliminar las fugas. (Evite ajustar demasiado las correas).
 - Cuando tenga que quitarse la mascarilla desconecte el arnés Stretchgear™ de la correa del pasador Glider™.

SUGERENCIAS PARA UN BUEN AJUSTE

- Las almohadillas de la frente deberán tocar ligeramente la frente sin que las correas de arriba estén demasiado apretadas.
- Si hay fugas después de ajustar las correas de arriba y de abajo, levante un poco la mascarilla de la cara mientras las correas están puestas. Esto permitirá que la Vaina de Silicona se infle de aire. Vuelva a colocar la mascarilla en la cara.

LIMPIEZA DE LA MASCARILLA

Para una seguridad y un confort constantes con su Máscara Nasal FlexiFit™ 406:

- ANTES DEL PRIMER USO:**
 - Lavar a mano el Arnés Stretchgear™ (H) con jabón puro disuelto en agua tibia. No sumergir durante más de 10 minutos, después enjuagar con agua corriente y dejar secar alejado de la luz solar directa.
- ANTES DE CADA USO:**
 - Inspeccione su máscara verificando que no haya indicaciones de deterioro. No usar si se encuentra dañada.
- DESPUÉS DE CADA USO:**
 - Desmonte la Vaina de Silicona (C), la almohadilla de espuma (D) y el arnés para la cabeza (H) de la base de la mascarilla (A).
 - Lave la Vaina de Silicona y la base de la mascarilla en agua tibia con jabón y luego enjuáguelos en agua corriente.
 - Limpie la almohadilla de espuma con un trapo húmedo. (No sumerja la almohadilla de espuma en agua.)
 - Deje secar todas las piezas alejadas de la luz solar directa antes de volver a montarlas.
- CADA 7 DÍAS:**
 - Lave el arnés Stretchgear™ (H) con agua tibia con un detergente suave. Deje secar al aire alejado de la luz solar directa.

PRECAUCIÓN

- No sumergir la máscara durante más de 10 minutos.
- No lavar la máscara en un lavaplatos.
- No lavar la máscara con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, lejía, blanqueadores o humectantes.
- No guarde la máscara donde le dé el sol directamente.

Las acciones anteriores pueden deteriorar o dañar la máscara y acortar su vida. Si su Máscara Nasal FlexiFit™ 406 se debilita o se agrieta, deje de utilizarla y reemplácela inmediatamente.

MONTAJE DE LA MÁSCARA

Su Máscara Nasal FlexiFit™ 406 viene totalmente armada y lista para usar. Sin embargo, cuando sea necesario limpiarla, siga las siguientes instrucciones para volver a armarla.

- Coloque la Vaina de Silicona (C) boca abajo sobre una superficie plana. Coloque la almohadilla de espuma (D) dentro de la Vaina de Silicona con el lado grueso boca abajo.
- Comenzando con la ranura del vértice de la Vaina de Silicona, colóquelo en la base de la máscara (A). Coloque la base y la vaina firmemente.
- Extienda el arnés Stretchgear™ (H) dejando el lado